

Technische Daten

Produkt: PIEZOVAC PV 101
Katalog-Nr.: 230080V01

Vakuumanschluss:	G1/4" Innengewinde / DN 16 ISO-KF Adapter
Messbereich:	1200 bis 0,1 mbar
Messeinheiten:	mbar, Torr, Pa
Anzeige:	LCD 12 mm
Messzyklus:	100 ms
Messgenauigkeit bei 1200 - 10 mbar:	0,3% vom Skalenendwert
Zulässige Umgebungstemperatur:	+5 bis +50°C
Spannungsversorgung:	9 V Block-Batterie oder 15 V Steckernetzteil
Max. Betriebsdauer:	2500 h
Schutzart:	IP 40
Abmessungen:	siehe Maßblatt
Gewicht:	0,2 kg

Technische Änderungen vorbehalten